



DMG LuxaPrint: Validierte Systeme für unsere hochwertigen 3D-Druck-Resins

Sie haben ein 3D-Drucksystem von DMG oder eines anderen Herstellers und möchten wissen, ob unsere Resins dafür validiert sind? Werfen Sie einfach einen Blick auf die untenstehende Tabelle.

| | Drucker Modell | Nachbelichtung | Material | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| | | | LuxaPrint Ortho | LuxaPrint Ortho Plus | LuxaPrint Ortho Comfort | LuxaPrint Ortho Flex | LuxaPrint Model BGE | LuxaPrint Model GRV | LuxaPrint Model IVR | LuxaPrint Model TRA | LuxaPrint Tray GRN |
| DMG | 3Demax | 3Decure, RS Cure, P Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | 3Delite | 3Decure, RS Cure, P Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | DentaMile Lab5/ Lab5 Pro | 3Decure, RS Cure, P Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ |
| DentaMile Desk MC-5 | DentaMile Cure MC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Rapid Shape | RS D20+ | RS Cure, 3Decure, P Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | RS D10+ | RS Cure, 3Decure, P Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | RS D30+ | RS Cure, 3Decure, P Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| RS D50+ | RS Cure, 3Decure, P Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Straumann | P20+ | P Cure, 3Decure, RS Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | P10+ | P Cure, 3Decure, RS Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | | ✓ |
| | P50+ | P Cure, 3Decure, RS Cure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| | | Otoflash | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Asiga | MAX UV | Otoflash | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | PRO 4K | Otoflash | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Ackuretta | SOL 405 | Curie | | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | |
| Organical | 3D Print X1 NS | Wash&Cure | | | | | | | | ✓ | |
| Shining | AccuFab L4D | Shining Cure | | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| | AccuFab D1s | Shining Cure | | | | | | ✓ | ✓ | | |